

KULLANICI SENARYOLARI (USER SCENARIOS / USE CASES) RAPORU

Proje Adı: AR Post-op Liver Tracking **Hedef Kitle:** Karaciğer operasyonu geçirmiş, taburcu olup evde iyileşme sürecinde olan hastalar.

1. SENARYO: Günlük Su Tüketimi Kaydı (Water Tracking)

- **Aktör:** Ameliyatlı Hasta
- **Amaç:** Vücudun iyileşme sürecinde ihtiyaç duyduğu sıvı miktarını günlük olarak hedefine uygun şekilde tamamlamak ve takip etmek.
- **Ön Koşullar:** Uygulamanın cihaza yüklü olması ve hastanın uygulamayı açması.
- **Ana Akış (Adımlar):**
 1. Hasta, gün içinde su içtikten sonra uygulamayı açar.
 2. Ana menüden "Beslenme ve Su Takibi" modülüne tıklar.
 3. Ekranda yer alan "+" (Ekle) butonuna basarak içtiği su miktarını (örn. 250 ml / 1 bardak) seçer veya girer.
 4. Sistem, girilen miktarı günlük hedefin (örn. 2.5 Litre) üzerine ekler ve ilerleme çubuğunu (Progress Bar) güncelleyerek hastayı görsel olarak motive eder.

2. SENARYO: İlaç Hatırlatıcısı ve Bilgilendirmesi (Medication Reminder)

- **Aktör:** Ameliyatlı Hasta
- **Amaç:** Post-op dönemde hayati önem taşıyan ilaçların zamanında alınması ve ne işe yaradıklarının bilinmesi.
- **Ön Koşullar:** İlaç listesinin uygulamada kayıtlı olması.
- **Ana Akış (Adımlar):**
 1. Hasta uygulamaya giriş yapar ve "İlaç Takibi" sekmesini açar.
 2. Ekranda gün içinde alması gereken ilaçların bir listesini ve saatlerini görür.
 3. Hasta bilmediği bir ilacın üzerine dokunduğunda, o ilacın neden kullanıldığına dair (örn. "Enfeksiyon önleyici") kısa ve anlaşılır bir medikal bilgi kartı açılır.
 4. İlacı içtikten sonra yanındaki onay kutusuna (Check) tıklar ve ilaç "Alındı" statüsüne geçer.

3. SENARYO: AR Destekli Rehabilitasyon ve Egzersiz (AR Sphere Popping)

- **Aktör:** Ameliyatlı Hasta
- **Amaç:** Ameliyat sonrası tehlikeli olan sürekli yatma halini kırmak, hastayı güvenli bir şekilde ayağa kaldırıp hareket ettirmek.
- **Ön Koşullar:** Telefonun kamerasının aktif olması ve hastanın ayağa kalkabilecek fiziksel durumda olması.
- **Ana Akış (Adımlar):**
 1. Hasta, "Egzersiz ve Hareket" modülünden AR Oyununu başlatır.
 2. Uygulama, iOS güvenlik prosedürleri gereği kamerayı açar.
 3. Hasta cihazın kamerasını odanın içinde gezdirir. Uygulama fiziksel mekanı algılayarak odanın farklı yerlerinde sanal, 3 boyutlu küreler oluşturur.
 4. Hasta ayağa kalkarak veya olduğu yerde dönerek kamerasını bu sanal kürelere odaklar ve ekrana dokunarak küreleri patlatır.
 5. Tüm küreler patlatıldığında ekranda tebrik mesajı çıkar; böylece hasta farkında olmadan günlük hafif motor hareketliliğini tamamlamış olur.

4. SENARYO: Eğitsel Quiz ile Doğru Bilinen Yanlışları Öğrenme

- **Aktör:** Ameliyatlı Hasta
- **Amaç:** Hastanın kendi karaciğeri ve diyet süreci hakkında kulaktan dolma yanlış bilgileri silip doğru medikal bilgileri öğrenmesi.
- **Ön Koşullar:** Hastanın ana menüde olması.
- **Ana Akış (Adımlar):**
 1. Hasta "Doğru/Yanlış Yarışması" (Quiz) bölümüne girer.
 2. Ekranda bir soru belirir: *Örn: "Ameliyat sonrası ağır yağlı yiyecekler tüketmek karaciğeri hızla güçlendirir."*
 3. Hasta "Yanlış" butonuna tıklar.
 4. Ekran yeşil renkte yanarak doğru cevap verdiğini belirtir ve altında kısa bir bilgilendirme metni (Neden yanlış olduğuna dair) çıkar.
 5. Hasta "Sıradaki" diyerek eğlenirken öğrenmeye devam eder.